

輔具使用說明

腋下柎適用對象：

1. 雙側上肢有力量、單側或雙側下肢乏力者。

高度調整：

1. 使用者放鬆站好，雙手自然下垂，腋下柎置於腋窩下方。
2. 按壓金屬彈扣，調整腋下柎長度，
3. 腋下柎扶肩與腋窩保持 2~3 隻手指指幅，避免撐於腋下。
4. 腋下柎腳墊置於兩側腳尖外側，斜前方約 15~20 公分處。

使用方式：

1. 兩點式步態，右柎杖及左腳、左柎杖及右腳，交互行走，患側腳先行。
2. 三點式步態，患側腳及兩側柎杖先行，健側腳再前行。

