



# 輔具體驗展示資料卡



補助項目	輪椅-輕量化量產型、輪椅附加功能-利於移位功能							
輔具來源	<input checked="" type="checkbox"/> 政府補助購置：_____ 衛福部 <input type="checkbox"/> 捐贈回收 <input type="checkbox"/> 伊甸自有 <input type="checkbox"/> 廠商借展示							
補助最低使用年限	3 年							
身份 經濟別	長照			身障			職災 認定	榮民 輔具
	低收	中低收	一般戶	低收	中低收	一般戶		
購置 補助金額	9000	8600	7800	9000	8000	7000	15000	實物 給付
租賃 補助金額	600	555	465	不適用				
補助對象	長照等級第 2 級 ( 含 ) 以上者，且符合下列情形之一 1.65 歲以上老人 2.領有身心障礙證明者 3.55-64 歲原住民 4.50 歲以上失智症者			1. 第一類:植物人 2. 第一類:重度以上失智症者 3. 第二類:重度以上平衡機能障礙者 4. 第七類:重度以上肢體障礙者，無法以下肢承重轉位者不受障礙等級重度以上之限制。			請洽詢 新竹縣 勞工處	請洽詢 退輔會 新竹榮 民服務處
注意事項	1. 輪椅均應配備骨盆帶。 2. 輪椅附加功能-利於移位功能:兼具可拆掀式扶手及可拆卸式腳靠以利於移位。 3. 輪椅附加功能-具空中傾倒功能:具及椅背連動之無段式座面空中傾倒功能，及配備胸帶及防傾桿。							

# 輔具使用說明

## 輪椅展開：

- 1.將推手拉起，並確認後彎關節卡至定位。
- 2.向外拉開兩側扶手，十指向內將座墊管慢慢往下壓至定位。
- 3.將撥腳旋轉扣合定位。

## 如何坐進輪椅：

- 1.將剎車固定。
- 2.將腳踏板掀起。
- 3.坐進輪椅，並利用扶手移動身體。
- 4.將腳踏板轉回原處，並調整高度，讓使用者的雙腳可舒服的放置於上方。
- 5.繫上骨盆帶。
- 6.釋放剎車後可以使用。

## 如何由輪椅起身：

- 1.確定輪椅與欲移動身體的目的地間，已是最近距離。
- 2.將剎車固定。
- 3.將腳踏板掀起。
- 4.解開骨盆帶。
- 5.在座位上將身體挪移至所需位置。