

A dark blue, padded knee brace with multiple straps and a red label. The brace is shown from a side-on perspective, highlighting its segmented design and the placement of the straps. A small red label with white text is visible on the upper part of the brace.

補助項目	肘矯具							
輔具來源	☒ 政府補助購置： <u>新竹縣政府</u> ☐ 捐贈回收 ☐ 伊甸自有 ☐ 廠商借展示							
補助最低使用年限	3 年							
身份 經濟別	長照			身障			職災 認定	榮民 輔具
	低收	中低收	一般戶	低收	中低收	一般戶		
購置 補助金額	不適用			1000			3500	實物 給付
租賃 補助金額				不適用				
補助對象				第七類:肢體障礙者			請洽詢 新竹縣 勞工處	請洽詢 退輔會 新竹榮 民服務處
注意事項	1. 穿戴時黏扣帶調整至適當鬆緊，避免過鬆支撐性不佳，過緊導致皮膚壓紅破皮或血液不循環。 2. 拆除後須確認使用者皮膚狀況。 3. 若使用時有壓痛點，則須拆除重新調整。							

輔具使用說明

1. 將使用者手肘關節拉至最大伸直角度。
2. 副木打開後呈現梯型面，長邊朝向身體近端。
3. 以肘關節為中心將副木包覆在肘關節外側。
4. 先將中間黏扣帶繫上，再分別繫上兩側黏扣帶，鬆緊度以兩隻手指伸入之寬度。
5. 每次約使用三十分鐘，休息十分鐘。