

補助項目	液態凝膠輪椅座墊							
輔具來源	<input checked="" type="checkbox"/> 政府補助購置： <u>新竹縣政府</u> <input type="checkbox"/> 捐贈回收 <input type="checkbox"/> 伊甸自有 <input type="checkbox"/> 廠商借展示							
補助最低使用年限	2 年							
身份	長照			身障			職災 認定	榮民 輔具
經濟別	低收	中低收	一般戶	低收	中低收	一般戶		
購置 補助金額	10000	10000	10000	8000	8000	8000	10000	不適用
租賃 補助金額	不適用							
補助對象	長照等級第 2 級 (含) 以上者，且符合下列情形之一 1.65 歲以上老人 2.領有身心障礙證明者 3.55-64 歲原住民 4.50 歲以上失智症者			輪椅使用者，且符合下列條件之一： 1. 下半身皮膚感覺或運動機能喪失，容易產生壓傷(褥瘡)者。 2. 於坐姿相關壓力處已有壓傷(褥瘡)者。			請洽詢 新竹縣 勞工處	
注意事項	1. 不可用尖物直刺。 2. 不可強力拉扯。 3. 注意前後放置方向。							

輔具使用說明

部分資料節錄網路使用手冊

座墊安裝

1. 安裝前確保所有零件完好無損，將座墊平放於平面，凝膠面朝上，確定座墊及凝膠面是否平整。
2. 外套為四向伸張材料，勿用其他外套取代，以免降低功能。
3. 外套完整將座墊包覆，以防止血或尿液滲入內層。
4. 清洗只清洗外套，內部凝膠請勿清洗。外套清洗後勿曬太陽，於室內蔭乾。
5. 放置時請依前後放置不可放反，布套之提拉處在前，拉鏈在後。

維護與清潔：

請遵循手冊中概述的經批准的 JAY 座墊清潔程序。清潔後，小心地重新組裝座墊。

皮膚檢查：

在長時間使用之前，先嘗試使用座墊 1 小時，並檢查您的皮膚是否有紅色壓力點。並落實定期檢查皮膚是否發紅。

最大承重：

遵循基於坐墊寬度的承重指南，以確保使用者安全和產品有效性。

