



輔具體驗展示資料卡

補助項目	血氧偵測儀(血氧機)							
輔具來源	☐ 政府補助購置： ☐ 捐贈回收 ☒ 伊甸自有 ☐ 廠商借展示							
補助最低使用年限	3 年							
身份	長照			身障			職災 認定	榮民 輔具
經濟別	低收	中低收	一般戶	低收	中低收	一般戶		
購置 補助金額	不適用			6000	4500	3000	不適用	
租賃 補助金額	不適用			不適用			不適用	
補助對象	不適用			一、領有身心障礙證明，最近一年居住國內超過一百八十三日，且符合身心障礙者復健費用及醫療輔具補助辦法規定者。 二、因重要器官失去功能致呼吸障礙，長期使用血氧機，以監測或改善呼吸問題者。			不適用	
注意事項	1. 在有易燃性麻醉劑或是易燃性氣體 存在時，請勿使用，以免爆炸。 2. 量測時請保持平穩，長時間運動後 或是劇烈晃動易影響量測準確度。 3. 勿使用在嬰兒身上。 4. 任何會限制血流的場合，如血壓計 之腕帶，將會造成不正確的量測值。							

輔具使用說明

參考產品使用說明書

1. 按下開關機按鍵，1 秒後啟動。開機後，即顯示軟體版本號碼。之後系統進入自我測試模式。之後心型符號閃爍，即可開始量測。
2. 心搏偵測 當有待測者，心型符號停止閃爍，心搏強度顯示上下變動，表示量測即將顯示。
3. 量測 當有待測者，平均 8 秒後會顯示出血氧值，心跳值和心搏強度。此時壓下開始鍵可變換觀看的方向。當血氧值低於下限值(90)時，會發出嗶聲和出現警告符號。當取下後，血氧值和心跳值將繼續顯示 8 秒，之後自動關機。